

## LABORATORIOPALVELU

**Laboratoriopalvelujen tuottajana on ISLAB, Pieksämäen toimipiste.**

Laboratorion aukioloajat: maanantai-perjantai klo 7 - 21

lauantai-sunnuntai klo 7 - 15

Yhteydenotot ja neuvontanumerot:

- ma-pe klo 7 - 15, 044 7178 979 / osastosihteeri
- ilta ja viikonloppu 044 7178 998 / päivystävä laboratoriohoitaja

### Tutkimuspyynnöt

- Tehdään LIFE CAREn Lab-Lähete -lomakkeelle viimeistään näytteenotto-aamuna klo 6.30, **mieluiten edellisenä päivänä**.
- Merkitse lisätietoihin joko: **Tulee Nenonpolille** tai **Haetaan yksiköstä**.
- Ei pitkin aamua lisäpyyntöjä. Akuuttitapauksissa päivystysnäyte otetaan vielä kierrolla.
- **Vuosikontrollipyynnöt tehdään laboratorion kanssa sovituille päivälle** (laboratorio ottaa yhteyttä yksikköön päivän sopimukseksi).
- Leponex potilaiden pyyntöön merkittävä "Leponex".
- **Rasituskokeet (esim. sokerirasituskoe)** tilataan muiden pyyntöjen tapaan Lab-Lähete -lomakkeella. Pyyntö tehdään koneelle, ISLABin kanssa ennalta (puhelimitse) sovituille päivälle.
- **Virtsä- ja ulostetutkimuspyynnöt** tehdään LIFE CAREn Lab-Lähete -lomakkeelle heti sen jälkeen, kun näyte on saatu otettua. Näyteputkeen on merkittävä selvästi nimi, päivämäärä ja kellonaika, yksikkö. Muista tehdä pyyntö, laboratorio ei voi vastata tutkimukseen ilman pyyntöä.
- Jos tutkimuspyynnön tekemisessä on ongelmia, ota yhteys Nenonpolille tai laboratorioon.
- Käytä apunasi ISLABIN TUTKIMUSOHJEKIRJAA, jonka olet tallentanut it-sellesi LC linkkeihin: Linkit => OMAT LINKIT => + merkistä

### Näytteenotto tiistai- ja perjantai-aamuna

- Näytteenotto on tiistaisin ja perjantaisin klo 7.15 - 8.30 (joskus menee pidempään).
- **Hyvävointisten asiakkaiden toivotaan saapuvan Nenonpolille näytteenotolle!**
- Nenonpolilla tapahtuvan näytteenoton jälkeen laboratoriohoitaja kiertää yksiköissä ottamassa näytteitä. Häneen saa yhteyden puhelimitse 80200.

**Joustavuuden kannalta osastoilta haettavat tutkimuspyynnöt keskitetään:**

***Tiistaina Puistokäytävän osastot ja Koivu:***

- Uusi Kompassi, Jolla, Maininki, Nurmela, Sarastus, Simpukka, Luotain ja Koivu

***Perjantaina Rantakäytävän osastot ja ”Savosetin puoli”:***

- Satama, Kaisla + rivitalo, Avain, Ankkuri, Koralli, Reimari ja Eranto

***Tiistaina ja Perjantaina:***

- Laboratorioon Nenonpolille klo 7:15 tulevat ja päivystysnäytteet

Virtsan-, uloste- ja viljelynäytteet **on ensisijaisesti tuotava** Nenonpolin laboratorion jääkaappiin. Mikäli tiedetään, että yksikköön tulee aamulla laboratoriohoitaja käymään, niin hänelle voi antaa asianmukaisesti otetun sekä säilytetyn em. näytteen mukaan. Muista tehdä lähete koneelle! Mikäli näyte tuodaan Nenonpolille, laita lisätietoja kohtaan: Näyte otettu, laboratorion jääkaapissa.

Virtsanäytettä varten tarvitaan BD:n vihreäkorkkinen, 10 ml:n säilöntäaineellinen Vacutainer-putki. **VIRTSAN BAKTEERIVILJELY U -BaktVi 1155. Jos tarve laboratorion kautta tehtävälle virtsan Kem seu:lle, niin tutkimuspyyntönumero on 1881. Virtsatutkimuksista on oma erillinen tarkempi ohje sivulla 3.**

**Näytteenotto ja lähetys muina aikoina**

- Virtsan-, uloste- ja viljelynäytteet, jotka säilyvät riittävän kauan, voi tuoda arkipäivinä Nenonpolin laboratorion jääkaappiin. Muista laittaa lappu laboratorion näytteenottopöydälle, että laboratoriohoitajat huomaavat ottaa näytteet mukaansa.
- Nenonpolin sh ottaa tarvittaessa arkisin **Päivystysverikokeet**.

**Näytteen toimitus laboratorioon**

- a) yksikön henkilökunta vie
- b) potilaan kanssa käydään laboratoriossa

**Vastaukset**

- Tutkimusta pyytänyt yksikkö katsoo vastaukset asiakkaan Lab-Vastaus-lomakkeelta. Vastauksia alkaa olla valmiina klo 10:stä lähtien.

**Laskutus**

- Palveluita ostaneita yksiköitä laskutetaan kahden kuukauden jaksoina. Mikäli tarvitaan näytteenottoa muuna kuin sovittuina yksiköiden kiertopäivinä, on kyseessä **päivystyskäynti**, josta laskutetaan myös **erillinen päivystyskäyntimaksu**.






Henna Keränen, Minna Pessa


 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN  
LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

 PUTKIKARTTA 1(1)  
YLEISIMMÄT VIRTSANÄYTTEET

pvm 7.8.2015

**VIRTSAN YLEISIMMÄT PERUSTUTKIMUKSET**

TUTKIMUS	PUTKI	HUOMIOITAVAA
<b>U-BaktVi</b> (1155)  <b>U-KemSeul</b> (1881)  <b>U-SOLUT</b> (1940)  <b>U-UFSeul</b> (55090)	 10 ml ja 4 ml  säilöntäaineputket  Kotinäytteenottoasetti (sisältö voi vaihdella laboratorion riippuen)  	Täyttö vähintään merkkiviivaan asti. (Jos näytettä on niukasti, täytä pienempi putki ensisijaisesti.)  Putken sekoitus kääntelemällä ylösalaisin 8-10 kertaa.  U-KemSeul ja U-Solut säilyvät näyteputkissa 8 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia +4 °C:ssa.  U-BaktVi säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä
<b>U-AlbKre</b> (4511) <b>U-Prot</b> (2519) <b>U-Osmol</b> (2444) <b>U-Amyl</b> (1080) <b>U-hCG-O</b> (2124)	  4 ml säilöntäaineeton putki	Säilytys +4 °C, katso säilyvyys ohjekirjasta
<b>cU- ja dU- alkuiset</b> virtsatutkimukset  (kts. tutkimusohjekirja ja potilasohjeet)	  3000 ml keräysastia	Säilytys +4 °C, katso säilyvyys ohjekirjasta
<b>-TbVi</b> (2812)	  50 ml tehdaspuhdas purkki	Säilytys +4 °C, katso säilyvyys ohjekirjasta

**HUOM! Muita virtsatutkimuksia ja näytteenotto-ohjeet löytyvät ISLAB:n ohjekirjasta ([www.islab.fi](http://www.islab.fi)).**